

برنامه پذیرش بخش ژنتیک

زمان جوابدهی	نگهداری	پلازما گیری	لوله خونگیری	زمان نمونه گیری	آزمایش	
20 روز	در یخچال	ندارد	هپارین (درب سبز)	تمام روزهای هفته	خون	Karyotype
					مغز استخوان	
یک هفته	در فریزر	ندارد	EDTA (درب بنفش)	تمام روزهای هفته	Y-microdeletion (AZF)	
10 روز	در فریزر	20 min in 1200 rpm	EDTA (درب بنفش)	تمام روزهای هفته	HBV PCR	HBV
					HBV Viral load	
یک هفته	در یخچال	20 min in 1200 rpm	EDTA (درب بنفش)	شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه (صبح ها)	HCV PCR	HCV
					HCV Viral load	
10 روز	دمای اتاق	ندارد	Thin-Prep	تمام روزهای هفته	HPV	
10 روز	در یخچال	ندارد	EDTA (درب بنفش) 2 عدد	تمام روزهای هفته	Jak2	
یک هفته	در یخچال	ندارد	EDTA (درب بنفش) 2 عدد	فقط یکشنبه ها	BCR-ABL	
10 روز	در فریزر	20 min in 1200 rpm	EDTA (درب بنفش)	تمام روزهای هفته	CMV PCR	CMV
					CMV Viral load	
10 روز	در فریزر	ندارد	EDTA (درب بنفش)	تمام روزهای هفته	Factor V Leiden	
10 روز	در فریزر	ندارد	EDTA (درب بنفش)	تمام روزهای هفته	Factor 2	
ارسال به تهران				فقط یکشنبه ها - صبح	HCV genotype / HIV	